Manufacturer: Guangzhou Baoweikang (Powecom) Personal Protection Equipment Co., Ltd. Model Tested: KN95 Protective Mask Date Tested: April 22, 2020

These findings pertain to the Guangzhou Baoweikang (Powecom) Personal Protection Equipment Co., Ltd., KN95 Protective Mask. The labeling for this product indicates that it meets GB2626-2006 KN95, the Chinese standard for Respiratory Protective Devices – Filtering Half Masks to Protect Against Particles – Requirements, Testing, Marking.

Ten respirators were submitted for evaluation. The samples were tested using a modified version of NIOSH Standard Test Procedure (STP) TEB-APR-STP-0059. This modified assessment plan can be found <u>here</u>.

A certificate of approval was provided with the samples received; however, the authenticity of the claims cannot be validated.

The maximum and minimum filter efficiency was 99.40% and 99.21%, respectively. All of the respirators measured more than 95%.

While the above-listed product classification has similar performance requirements to NIOSH-approved devices, NIOSH does not have knowledge about the sustained manufacturer quality system and product quality control for these products. NIOSH also does not have knowledge about the product's handling and exposures after leaving its manufacturer's control.

In addition, this product is an ear loop design. Currently, there are no NIOSH-approved products with ear loops; NIOSH-approved N95s have head bands. Furthermore, limited assessment of ear loop designs, indicate difficulty achieving a proper fit. While filter efficiency shows how well the filter media performs, users must ensure a proper fit is achieved.

This assessment is not a part of the NIOSH respirator approval process and will in no way lead to or preclude NIOSH approval through the official approval process. This assessment was developed as an assessment of the filter efficiency for those respirator's represented as certified by an international certification authority, other than NIOSH, to support the availability of respiratory protection to US healthcare workers due to the respirator shortage associated with COVID-19. Only particulate filter efficiency was assessed.

The results provided in this letter are specific to the subset of samples that were provided to NPPTL for evaluation.

These results will be used to update the CDC guidance for <u>Crisis Capacity Strategies (during known</u> <u>shortages)</u>.

## **Evaluation of International Respirators**

Test: Modified TEB-APR-STP-0059

Date Tested: April 22, 2020

Report Prepared: April 23, 2020

Manufacturer: Guangzhou Baoweikang (Powecom) Personal Protection Equipment Co., Ltd.

Item Tested: KN95 Protective Mask

Country of Certification: China (GB2626-2006 KN95)

Filter	Flow Rate (Lpm)	Initial Filter Resistance (mmH <sub>2</sub> O)	Initial Percent Leakage (%)	Maximum Percent Leakage (%)	Filter Efficiency
1	85	8.5	0.545	0.688	99.31
2	85	8.5	0.626	0.793	99.21
3	85	9.0	0.509	0.659	99.34
4	85	8.5	0.542	0.721	99.28
5	85	8.6	0.497	0.637	99.36
6	85	8.4	0.495	0.674	99.33
7	85	8.4	0.560	0.745	99.26
8	85	8.3	0.594	0.759	99.24
9	85	8.8	0.472	0.604	99.40
10	85	8.5	0.568	0.745	99.26
	Minimum Filter Eff	iciency: 99.21	Maximum Filter Efficiency: 99.40		

- The test method utilized in this assessment is not the NIOSH standard test procedure that is used for certification of respirators. Respirators assessed to this modified test plan do not meet the requirements of STP-0059, and therefore cannot be considered equivalent to N95 respirators that were tested to STP-0059.
- Respirators tested may not be representative of all respirators with the same certification mark. NIOSH has no control over suppliers and distributors of respirators certified by other national or international parties.
- This assessment is not a confirmation that it conforms with any or all of its specifications in accordance with its certification mark.
- This assessment was not a part of the NIOSH approval program. These results do not imply nor preclude a future approval through the NIOSH respirator approval program.



Pictures have been added to the end of this report.



产品性能: 1.采用超细纤维静电熔喷布复合ES热风棉、PP纺粘无纺布,形成四重过滤层,更 有效过滤有害物,符合国标KN95级别。 2按人体脸型工程学设计3D立体形状,确保密合性的同时增加了口罩的呼吸容积, 大大提升透气性, 令佩戴、呼吸更舒适。 佩戴方法: 將口罩打开,有鼻梁条居上,佩戴后按压鼻梁部密合,防护效果更佳。 1 2 (4 3 使用范围: 产品名称: a吸过滤式防颗粒物呼吸器(随弃式) 产品型号: KNoc 东东东 产品型号:KN95 有效期:3年 生产日期:见合格证本品执行标准:GROCOLON 1.为保证口罩卫生干净,要避免用手部接触口罩内侧 注意事项: 2.每次保戴防土口罩后,应立即被保戴"紧密性"给雪,确保口罩很就位置正常 1. 他人們和約2年上國新,亞立即被領數"梁衍任"被音,确保口來與關亞重正義 3. 他次與戰口黨前,应该清洗以手,如需導贏在約2多的污染环境中,直接一直與亞口 4. 這個的評學的力和與某些十一個人口的原語是在約2多的污染环境中,直接一直 \*\*mp/t7标准: GB2626-2006 KN95 储存条件: 湿度<80%,无腐蚀性气体和通风良好的清洁室内 注意: 小小和和山東市, Mig清洗秋子, 如需要要在粉尘多的污染环境中, 是一一本本
4. 当感觉呼吸且功明显指大,或当口罩变得起污、能粉时候, 应当尽快那口声
5. 本口罩不可水洗, 水洗会破坏就对结构, 追求穿透, 并且嵌体等电影的影响增越
6. 未使用的口罩使得起声声;除出的不可加, 追求穿透, 并且嵌体等电影的影响 2.本口课不可水洗。水洗会破坏能材结构,造成零选,并且被坏器都能过速发展 6.未受用的口里应需存在活净的环境中,需防止口罩受到货车、赶污、起金、配光型彩、高 7.口罩不能用做波炉消毒 ●10回,我是有必须得这并了加这些使用说明,算保存这些使用说明以任参考。 简析结果在 \$1.1 × × \*\* 保为康集团有限公司: 生产方: 广州市保力源劳保用品有限公司(A) 地址: 广州市花都区新進街面結路43号(R力康工业回 転活:020-86600663 传真:020-36092323 ビ州市自五区人和現代和武術「6) 地址: 广州市自五区人和現代和武術1号 電活:020-36092199 传真:020-36092189 総活:020-36092199 作員:020-36092189 10年102-38591896 「州市安全市工業」でおいた市1日本公司 単注:「州市市安市工業日本市1日2号之二第401(空2港市で新日 単注:「シストーの48260392 作業: 020-86600977 12:020-000 (第3)重要打用量(管理)有限公司 電子(第4)有限公司 第4:1 年代(2400000) 第4:1 年代(24000000) 注:实际生产地以生产目期后的字母代码为准 To T SELEVILLAS SCHOOL IN





